

## Cubierta de sonda de ultrasonido



- Cubierta de sonda de ultrasonido de propósito general
- Doblado telescópicamente
- Polietileno de alta calidad, material sin látex
- Estéril, de un solo uso, resistente al desgarro
- Los kits de cubiertas de sonda estándar vienen con gel de ultrasonido
- Kits de 25 la caja

Los kits de cubiertas de sonda EDM vienen en una variedad de tamaños y configuraciones para satisfacer sus necesidades. La longitud de 30 cm se recomienda para procedimientos de acceso vascular y tratamientos de manejo del dolor. Las longitudes de 81 cm y 122 cm se recomiendan para anestesiología (bloqueos nerviosos, anestesia regional) o radiología. Para los procedimientos realizados en la sala de operaciones, recomendamos usar la longitud de 244 cm que también cubre el cable. Los kits incluyen: fundas, gel estéril (se aplican exclusiones) y bandas elásticas. Cada funda se envuelve individualmente y se esteriliza con oxido de etileno (OE).

Número de referencia	Descripción	Paquete
101.0015	14 cm x 122 cm con gel estéril	25/caja
101.0016	14 cm x 30 cm con gel estéril	25caja
101.0017	14 cm x 81 cm con gel estéril	25/caja
101.0018	18 cm x 122 cm	50/caja
101.0019	14 cm x 30 cm	100/caja
101.0029	14 cm x 244 cm con gel estéril	25/caja